

Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa용 항-Trop-2 토끼 단클론 항체 - P09758

품목 번호: CM0002050



소개

WB, IHC-P, IF-P, mIHC 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-TROP-2 토끼 단클론 항체입니다. 암 연구 및 진단 개발에 널리 사용되는 종양 연관 칼슘 신호 변환기인 인간 TROP-2(P09758)에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TROP-2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
종	인간
유전자ID (인간)	4070
면역원	인간 TROP-2(NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스팩