

Wb용 항-Trop-2 토끼 단일클론 항체 - P09758

품목 번호: CM0007518



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA용으로 검증된 항-TROP-2 토끼 단일클론 항체입니다. 종양 관련 칼슘 신호 전달자인 인간 TROP-2(SWISS: P09758)를 표적으로 하며, 암 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TROP-2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4070
면역원	인간 TROP-2(NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 무게	36kDa
배송	아이스팩