

Anti-Tropomodulin-2 (Tmod2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

품목 번호: CM0002771

소개

인간 TMOD2 (트로포모듈린-2), 즉 뉴런 액틴 캡핑 단백질을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포골격 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMOD2 Rabbit mAb
비고/별칭	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
종	인간(Human)
유전자 ID	29767
면역원	합성 펩타이드 인간 TMOD2 (Q9NZR1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NZR1
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)