


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 트로포미오신 1 폴리클로날 항체 - P09493

품목 번호: CM0014481



소개

CamelBio는 인간 트로포미오신 1 (TPM1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체를 제공하며, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 33 kDa 단백질을 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. 세포골격 및 근육 수축 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	트로포미오신 1 토끼 pAb
비고/별칭	CMH3; TMSA; CMDIY; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7168
GeneID	7168
면역원	인간 트로포미오신 1 (NP_001018008.1)의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P09493
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)