


Anti-Tropomyosin 1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

품목 번호: CM0005540



소개

Tropomyosin 1 Rabbit mAb for WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; cross-reacts with mouse, rat. Ideal for actin-binding, muscle contraction regulation, and cytoskeleton stabilization research.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Tropomyosin 1 Rabbit mAb                                                |
| 비고/별칭       | CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomyosin 1 |
| 종           | 인간                                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 7168                                                                    |
| 유전자 ID      | 7168                                                                    |
| 면역원         | 합성 펩타이드; 인간 Tropomyosin 1 (P09493)의 아미노산 185-284에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.     |
| 원천          | 토끼                                                                      |
| 범주          | 모노클로날 항체                                                                |
| 응용 분야       | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 마우스, 랫드                                                                 |
| SWISS       | P09493                                                                  |
| 단백질 분자량     | 33 kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                                    |