

Wb, Elisa용 항 트로포닌 I1/Tni1 단일클론 항체 - P19237

품목 번호: CM0007880

소개

사람 트로포닌 I1(느린 골격근)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 랫과 교차 반응합니다. 골격근 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Troponin I1/TnI1 토끼 mAb
비고/별칭	TNNI1; SSTNI; Troponin I1/TnI1
종	사람
GeneID	7135
면역원	사람 Troponin I1/TnI1(P19237)의 아미노산 1-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 랫
SWISS	P19237
단백질 중량	22kDa
배송	아이스팩