

Anti-Troponin I2 (Tnni2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P48788

품목 번호: CM0008829



소개

CamelBio는 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 단클론 Troponin I2 (TNNI2) 항체를 제공합니다. 인간, 마우스 및 래트의 빠른 골격근 트로포닌 I를 검출합니다. 21 kDa. 근육 수축 및 근병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Troponin I2 (TNNI2) Rabbit mAb
비고/별칭	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnI, AMCD2B, Troponin I2 (TNNI2)
종	인간
GeneID (인간)	7136
GeneID	7136
면역원	인간 Troponin I2 (TNNI2) (P48788)의 아미노산 83-182에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P48788
단백질 무게	21 kDa
배송	아이스백