

Anti-Troponin I2 (Tnni2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P48788

품목 번호: CM0025050



소개

인간 Troponin I2 (TNNI2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, N-말단 1-100 아미노산 절편에 대해 제작되었습니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응하여 근육 수축 조절 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Troponin I2 (TNNI2) Rabbit pAb
비고/별칭	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnI; AMCD2B; Troponin I2 (TNNI2)
종	인간
유전자 ID (인간)	7136
면역원	인간 Troponin I2 (TNNI2) (NP_003273.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P48788
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩