

Wb 및 Elisa용 Anti-Trove2/Ssa2 폴리클로널 항체 - P10155

품목 번호: CM0031034

소개

TROVE2/SSA2 (Ro60 자가항원)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 자가면역 질환 및 RNA 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 사양                                                            |
| 제품명                      | TROVE2 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | SSA2; RORNP; TROVE2                                           |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                     |
| GeneID (사람)              | 6738                                                          |
| GeneID                   | 6738                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 TROVE2 (NP_004591.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)                                  |
| SWISS                    | P10155                                                        |
| 단백질 분자량                  | 61kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스팩(Ice bag)                                                 |