

Anti-Troy/Tnfrsf19 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Ns68

품목 번호: CM0002139

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증된 Anti-TROY/TNFRSF19 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트 TROY 단백질(~46 kDa)과 반응. 세포사멸 및 NF-kappa-B 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TROY/TNFRSF19 Rabbit mAb
비고/별칭	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
종	인간
유전자 ID (인간)	55504
면역원	인간 TROY/TNFRSF19 (Q9NS68)의 아미노산 100-200 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NS68
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백