


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trpa1 Rabbit Polyclonal Antibody - O75762

품목 번호: CM0028021



소개

TRPA1 Rabbit pAb는 인간 TRPA1을 표적으로 하는 폴리클론항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 통증 및 감각 전도 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
종	인간
GeneID (인간)	8989
GeneID	8989
면역원	인간 TRPA1 (NP_015628.2)의 아미노산 900-1000 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75762
단백질 분자량	128 kDa
배송	아이스백