

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trpc1 다클론 항체 - P48995

품목 번호: CM0013687



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-TRPC1 다클론 항체입니다. 수용체 활성화 칼슘 채널인 인간 및 생쥐 TRPC1과 반응합니다. 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPC1 토끼 pAb
비고/별칭	TRP1; HTRP-1; TRPC1
종	인간
유전자ID (인간)	7220
유전자ID	7220
면역원	인간 TRPC1 (NP_001238774.1)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P48995
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 팩