

Wb, Elisa용 항Trpc1 토끼 단일클론 항체 - P48995

품목 번호: CM0008349



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 토끼 단일클론 항TRPC1 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 TRPC1(~88/91 kDa)을 검출합니다. 이온 채널 및 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPC1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	TRP1; HTRP-1; TRPC1
종	인간
유전자 ID (인간)	7220
유전자 ID	7220
면역원	합성 펩티드 인간 TRPC1 아미노산 400~500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 (P48995)
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P48995
단백질 분자량	88kDa/91kDa
배송 방식	아이스 팩