


Wb, Elisa용 항Trpc3 다클론 항체 - Q13507

품목 번호: CM0028605



소개

WB와 ELISA에서 검증된 인간 TRPC3(TRP3, SCA41)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적 단백질은 신경 신호 전달에 관여하는 칼슘 채널입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPC3 토끼 pAb
비고/별칭	TRP3, SCA41, TRPC3
종	인간
유전자ID	7222
면역원	인간 TRPC3 (NP_001124170.1)의 아미노산 500-600 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13507
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스 팩