


Wb 및 Elisa용 항Trpc4 다클론 항체 - Q9Ubn4

품목 번호: CM0027104



소개

인간 TRPC4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 칼슘 채널 및 내피 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPC4 토끼 pAb
비고/별칭	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
종	인간
유전자ID (인간)	7223
유전자ID	7223
면역원	인간 TRPC4 (NP_057263.1)의 아미노산 768-977에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UBN4
단백질 분자량	112kDa
배송 방법	아이스백