


Anti-Trpc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9UL62

품목 번호: CM0013734



소개

인간 TRPC5에 대한 정제된 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 칼슘 채널 및 신경 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPC5 Rabbit pAb
비고/별칭	TRP5; PPP1R159; TRPC5
종	Human
GeneID (Human)	7224
GeneID	7224
면역원	인간 TRPC5 (NP_036603.1)의 아미노산 800-900 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9UL62
단백질 크기	111kDa
배송	아이스 팩