


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Trpc6 다클론 항체 - Q9Y210

품목 번호: CM0030032



소개

인간 TRPC6에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. Gq 결합 신호전달과 족세포 항상성에 중요한 칼슘 투과성 양이온 채널을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TRPC6 토끼 pAb
비고/별칭	TRP6; FSGS2; TRPC6
종	인간
GeneID (인간)	7225
GeneID	7225
면역원	인간 TRPC6 (NP_004612.2)의 아미노산 466-565 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y210
단백질 분자량	106 kDa
배송 방법	아이스팩