

Wb 및 Elisa용 항Trpm1 토끼 다클론 항체 - Q7Z4N2

품목 번호: CM0023075

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 TRPM1 토끼 다클론 항체입니다. 망막 광반응과 잠재적 전이 억제에 관여하는 양이온 채널인 인간 TRPM1과 반응합니다. 시각 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPM1 토끼 pAb
비고/별칭	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
종	인간
유전자 ID	4308
면역원	인간 TRPM1(NP_002411.3)의 아미노산 1460-1540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z4N2
단백질 분자량	182kDa
배송 방식	아이스백