


Wb, If-P, Elisa용 토끼 다클론 항-Trpm2 항체 - O94759

품목 번호: CM0025537



소개

웨스턴 블로팅(WB), 면역형광(IF-P) 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 항-TRPM2 다클론 항체. 마우스 및 래트 TRPM2와 교차 반응합니다. 이온 채널, 산화적 스트레스 및 칼슘 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TRPM2 토끼 pAb
비고/별칭	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9LI; TRPM2
종	인간
유전자ID (인간)	7226
면역원	인간 TRPM2 (NP_003298.1)의 아미노산 1204-1503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O94759
단백질 분자량	171kDa
배송 방식	아이스 팩