


Wb 및 Elisa용 Anti-Trpm4 단일클론 항체 - Q8Td43

품목 번호: CM0008700



소개

인간 TRPM4에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 심혈관, 신경 및 면역 연구에서 칼슘 활성 양이온 채널 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPM4 Rabbit mAb
비고/별칭	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
종	인간
유전자 ID (인간)	54795
유전자 ID	54795
면역원	인간 TRPM4 (NP_060106.2)의 아미노산 1097-1214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TD43
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백