


Wb, Elisa용 Anti-Trpm4 폴리클로날 항체 - Q8Td43

품목 번호: CM0015822



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 TRPM4 토끼 폴리클로날 항체입니다. 심장 및 면역 기능에 관여하는 칼슘 활성화 양이온 채널인 사람, 쥐, 랫트 TRPM4를 인식합니다. 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPM4 Rabbit pAb
비고/별칭	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	54795
면역원(Immunogen)	사람 TRPM4 (NP_060106.2)의 아미노산 1-240에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TD43
단백질 분자량	134kDa
배송(Shipping)	아이스백