


Wb, Elisa용 항Trpm8 토끼 다클론 항체 - Q7Z2W7

품목 번호: CM0029724



소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 TRPM8 토끼 다클론 항체입니다. 온각 감지 및 전립선암과 관련된 저온 감지 이온 채널인 인간 TRPM8을 검출합니다. 연구 및 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPM8 토끼 pAb
비고/별칭	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
종	인간
유전자 ID (인간)	79054
면역원	인간 TRPM8 (NP_076985.4)의 아미노산 980-1104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z2W7
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스팩