


Wb, Elisa용 항Trpm8 토끼 다클론 항체 - Q7Z2W7

품목 번호: CM0016752



소개

TRPM8 토끼 pAb는 인간 TRPM8 재조합 단백질을 대상으로 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 TRPM8(128 kDa)과 교차 반응합니다. 저온 감지 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPM8 토끼 pAb
비고/별칭	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
종	인간
유전자ID (인간)	79054
유전자ID	79054
면역원	인간 TRPM8(NP_076985.4)의 아미노산 880-960에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z2W7
단백질 분자량	128kDa
배송 방식	아이스백