

Anti-Trps1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q9Uhf7

품목 번호: CM0028198

소개

아연 핑거 전사 억제인자인 TRPS1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 쥐에 교차 반응성이 있습니다. 발생 생물학 및 골격 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRPS1 토끼 pAb
비고/별칭	GC79; LGCR; TRPS1
종	인간
유전자ID (인간)	7227
유전자ID	7227
면역원	인간 TRPS1 (NP_054831.2)의 아미노산 20-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q9UHF7
단백질 분자량	142kDa
배송	아이스 팩