


## Wb, If/Icc, Elisa용 항Trpv1 다클론 항체 - Q8Ner1

품목 번호: CM0029966



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합한 TRPV1(캡사이신 수용체, VR1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 통각 감지, 열 감지 및 이온 채널 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 제품명     | TRPV1 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭   | VR1; TRPV1                                              |
| 종       | 사람                                                      |
| 유전자ID   | 7442 (사람)                                               |
| 면역원     | 사람 TRPV1 (NP_061197.4)의 아미노산 725-839 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원     | 토끼                                                      |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                  |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성  | 사람, 생쥐, 쥐                                               |
| SWISS   | Q8NER1                                                  |
| 단백질 분자량 | 95kDa                                                   |
| 배송 방식   | 아이스팩                                                    |