


Wb, Elisa용 Anti-Trpv1 토끼 단일클론 항체 - Q8Ner1

품목 번호: CM0007184



소개

인간 TRPV1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 통증 및 감각 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPV1 Rabbit mAb
비고/별칭	VR1; TRPV1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	7442
면역원(Immunogen)	인간 TRPV1 (NP_542435.2)의 아미노산 725-839에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8NER1
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백