


Wb, Elisa용 Anti-Trpv3 폴리클로날 항체 - Q8Net8

품목 번호: CM0028200



소개

TRPV3 Rabbit pAb은 인간 TRPV3(SWISS: Q8NET8)을 타겟으로 하며, WB 및 ELISA에 대해 검증되었고 마우스와의 교차 반응성을 나타냅니다. 온각 감지, 이온 채널 및 피부과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TRPV3 Rabbit pAb
비고/별칭	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	162514
면역원(Immunogen)	인간 TRPV3 (NP_659505.1)의 아미노산 400-500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q8NET8
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)