


Wb & Elisa용 Anti-Trpv4 단클론 항체 - Q9Hba0

품목 번호: CM0007439



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 TRPV4 토끼 단클론 항체는 삼투압 감수성, 기계 감각 및 관절 항상성에 관여하는 비선택적 칼슘 채널인 인간 TRPV4를 검출합니다 - UniProt Q9HBA0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPV4 Rabbit mAb
비고/별칭	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	59341
유전자 ID	59341
면역원	인간 TRPV4 (NP_067638.3)의 아미노산 771-871 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q9HBA0
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 팩