


Wb 및 Elisa용 Anti-Trpv4 폴리클로날 항체 - Q9Hba0

품목 번호: CM0027152



소개

인간 TRPV4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, C-말단 영역 내의 합성 펩타이드를 사용하여 제작되었습니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRPV4 Rabbit pAb
비고/별칭	SMAL; VRL2; BCM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	59341
면역원(Immunogen)	인간 TRPV4 (NP_067638.3)의 아미노산 800-871 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9HBA0
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)