


## Anti-Trpv5 폴리클론항체 (토끼) For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqa5

품목 번호: CM0025872



### 소개

인간 TRPV5 (CAT2/ECAC1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 칼슘 수송 및 신장 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TRPV5 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5                                      |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 56302                                                           |
| 면역원         | 인간 TRPV5 (NP_062815.3)의 아미노산 655-725에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                          |
| 응용          | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS       | Q9NQA5                                                          |
| 단백질 분자량     | 83kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |