


Anti-Trrap 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q9Y4A5

품목 번호: CM0019854



소개

TRRAP 토끼 폴리클론항체 (Q9Y4A5)는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 쥐 TRRAP (~438 kDa)을 인식합니다. 크로마틴 리모델링 및 MYC 전사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRRAP Rabbit pAb
비고/별칭	Tral1; TR-AP; DEDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
종	인간
GeneID (Human)	8295
GeneID	8295
면역원	TRRAP (NP_001231509.1)의 아미노산 3660-3859에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9Y4A5
단백질 분자량	438kDa
배송	아이스백