

If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Trypsin 토끼 단일클론 항체 - P07477

품목 번호: CM0011836



소개

인간 트립신(PRSS1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 면역형광법, 면역조직화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 트립신을 인식하며, 소화 효소 및 프로테아제 연구에 이상적입니다. 면역원: 재조합 융합 단백질 (aa 24-247).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Trypsin Rabbit mAb
비고/별칭	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
종	Human
GeneID (Human)	5644
GeneID	5644
면역원	인간 PRSS1 (NP_002760.1)의 아미노산 24-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P07477
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스 팩