

Anti-Tryptophanyl-Trna Synthetase 1 단일클론 항체 (Wb & Elisa용) - P23381

품목 번호: CM0011247



소개

인간 Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 (WARS1)을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 번역 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 Rabbit mAb
비고/별칭	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7453
유전자 ID	7453
면역원	인간 Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 (P23381)의 아미노산 3-98을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23381
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)