

Anti-Tryptophanyl-Trna Synthetase 1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P23381

품목 번호: CM0029005



소개

인간 Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 (TrpRS/WARS)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 번역 및 혈관생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 Rabbit pAb
비고/별칭	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7453
GeneID	7453
면역원	재조합 단백질 인간 Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 (NP_776049.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23381
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)