

Wb, Ihc-P, Elisa용 항트립토파닐-Trna 합성효소 1 토끼 단클론 항체 - P23381

품목 번호: CM0007232



소개

인간 트립토파닐-tRNA 합성효소 1(WARS1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 단백질 합성, 혈관신생 및 인터페론 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	트립토파닐-tRNA 합성효소 1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
종	인간
유전자ID (인간)	7453
유전자ID	7453
면역원	인간 트립토파닐-tRNA 합성효소 1 (P23381)의 아미노산 372-471 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23381
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩