


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tsc1 다클론 항체 - Q92574

품목 번호: CM0014066



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 토끼 다클론 항-TSC1(Hamartin) 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. mTOR 경로 연구 및 종양 억제인자 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSC1 토끼 pAb
비고/별칭	LAM; TSC; TSC1
종	인간
GeneID(인간)	7248
GeneID	7248
면역원	인간 TSC1(NP_000359.1)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92574
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스팩