


If/Icc, Elisa용 항-Tsc2 토끼 다클론 항체 - P49815

품목 번호: CM0021027



소개

mTORC1 조절인자 튜베린(TSC2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 영양 센싱, 세포 성장, 결절성 경화증 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSC2 토끼 pAb
비고/별칭	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
종	사람
GeneID (사람)	7249
GeneID	7249
면역원	TSC2 (NP_000539.2)의 아미노산 1531-1807에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P49815
단백질 분자량	201kDa
배송 방식	아이스 팩