


Anti-Tsc2 (Tuberin) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P49815

품목 번호: CM0003082



소개

인간 TSC2 (tuberin)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), 면역침전(Immunoprecipitation), ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간과 반응합니다. 분자량은 약 201 kDa입니다. mTOR/TSC 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSC2 Rabbit mAb
비고/별칭	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7249
GeneID	7249
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 튜버린(Tuberin, P49815)의 아미노산 1700-1807 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P49815
단백질 분자량	201kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)