

If/Icc, Elisa용 항-Tsc22D3 다클론 항체 - Q99576

품목 번호: CM0024611

소개

인간 TSC22D3(GILZ)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 래트와 교차 반응합니다. 아포토시스, 염증 및 글루코코르티코이드 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSC22D3 토끼 pAb
비고/별칭	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
종	인간
유전자ID (인간)	1831
면역원	인간 TSC22D3 (NP_004080.2) 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	Q99576
단백질 분자량	15kDa
배송 방법	아이스백