

Wb, Elisa용 항-Tsc22D3 다클론 항체 - Q99576

품목 번호: CM0029722

소개

인간 TSC22D3(GILZ, DSIPI)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 테스트되었으며, 세포사멸, 염증 및 글루코코르티코이드 신호 연구에 이상적입니다. IVD 원자재 개발에 신뢰할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSC22D3 토끼 pAb
비고/별칭	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
종	인간
GeneID (인간)	1831
GeneID	1831
면역원	인간 TSC22D3 (NP_004080.2)의 아미노산 58-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99576
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스 팩