

Wb, Elisa용 항Tsen2 다클론 항체 - Q8Nce0

품목 번호: CM0029700



소개

인간 TSEN2(tRNA 스플라이싱 엔도뉴클레아제 서브유닛 Sen2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSEN2 토끼 pAb
비고/별칭	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
종	인간
유전자 ID (인간)	80746
유전자 ID	80746
면역원	인간 TSEN2 (NP_079541.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NCE0
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백