

Wb, Elisa용 Anti-Tsen54 토끼 다클로날 항체 - Q7Z6J9

품목 번호: CM0017065



소개

RNA 처리 및 신경 퇴행에 관여하는 tRNA 스플라이싱 엔도뉴클레아제 서브유닛인 TSEN54를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TSEN54 Rabbit pAb
비고/별칭	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	283989
GeneID	283989
면역원(Immunogen)	사람 TSEN54 (NP_997229.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7Z6J9
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)