


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tsfm 토끼 다클론 항체 - P43897

품목 번호: CM0012838



소개

인간 TSFM(미토콘드리아 신장 인자 Ts)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSFM 토끼 pAb
비고/별칭	EFTS; EFTSMT; TSFM
종	인간
유전자 ID (인간)	10102
유전자 ID	10102
면역원	인간 TSFM(NP_001166167.1)의 아미노산 245-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43897
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩