

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tsg101/Vps23 토끼 다클론 항체 - Q99816

품목 번호: CM0024057



소개

인간 TSG101/VPS23에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. ESCRT-I 복합체, 엑소좀 및 바이러스 출아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSG101/VPS23 토끼 pAb
비고/별칭	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
종	인간
유전자ID (인간)	7251
유전자ID	7251
면역원	인간 TSG101/VPS23 (NP_006283.1)의 아미노산 291-390 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99816
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백