

Anti-Tsg101/Vps23 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

품목 번호: CM0019779



소개

TSG101/VPS23 (ESCRT-I 서브유닛)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 엔도솜 트래피킹, 바이러스 출아 및 엑소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSG101/VPS23 Rabbit pAb
비고/별칭	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7251
GeneID	7251
면역원(Immunogen)	인간 TSG101/VPS23 (NP_006283.1)의 아미노산 291-390 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99816
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)