

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tshb Rabbit Polyclonal Antibody - P01222

품목 번호: CM0026041



소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 TSHB Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간 및 마우스 TSH-베타(~16 kDa)를 검출합니다. 갑상선 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSHB Rabbit pAb
비고/별칭	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
종	인간
GeneID (Human)	7252
GeneID	7252
면역원	인간 TSHB (NP_000540.2)의 아미노산 21-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01222
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백