

Wb, Elisa용 Anti-Tshb 토끼 다클론 항체 - P01222

품목 번호: CM0015625



소개

사람 TSHB(TSH-베타)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 갑상선 호르몬 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSHB 토끼 pAb
비고/별칭	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
종	사람
유전자 ID(사람)	7252
면역원	사람 TSHB(NP_000540.2)의 아미노산 50번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P01222
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩