


Wb, Elisa용 Anti-Tshz3 토끼 다클론 항체 - Q63Hk5

품목 번호: CM0023087



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 TSHZ3 토끼 다클론 항체입니다. 신경 발달과 요관 평활근 형성에 중요한 전사 조절자인 인간 및 마우스 TSHZ3 단백질을 검출합니다. 신경과학 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSHZ3 토끼 pAb
비고/별칭	TSH3; ZNF537; TSHZ3
종	인간
GeneID (인간)	57616
GeneID	57616
면역원	인간 TSHZ3(NP_065907.2)의 아미노산 791-890에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q63HK5
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스팩