


## Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Tslp Rabbit Monoclonal Antibody - Q969D9

품목 번호: CM0007391



### 소개

WB, IHC, IF, ELISA용 재조합 Rabbit monoclonal TSLP 항체 (SWISS: Q969D9)입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 수지상 세포 성숙 및 알레르기 염증 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 제품명         | TSLP Rabbit mAb                                       |
| 비고/별칭       | TSLP                                                  |
| 종           | 인간                                                    |
| GeneID (인간) | 85480                                                 |
| GeneID      | 85480                                                 |
| 면역원         | 인간 TSLP(NP_149024.1)의 아미노산 29-159 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                    |
| 범주          | 모노클로날 항체                                              |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                               |
| SWISS       | Q969D9                                                |
| 단백질 분자량     | 18kDa                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                  |