

Wb, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Tslp Rabbit Polyclonal Antibody - Q969D9

품목 번호: CM0018588



소개

인간 TSLP에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. TSLP 매개 수지상 세포 성숙 및 알레르기성 염증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TSLP Rabbit pAb
비고/별칭	TSLP
종	인간
GeneID	85480
면역원	인간 TSLP (NP_149024.1)의 아미노산 29-159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969D9
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백